

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника №6» УЗ акимата ЗКО
Шайхиев Ж.Ж

«_» _____ 2024г

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)	Офтальмоскоп			
2	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
			Основные комплектующие		
			1. Офтальмоскоп	Встроенные поляризационные светофильтры Могут быть использованы как в осветительной, так и в оптической	
					1 шт.

	частях офтальмоскопа. Их использование позволяет минимизировать отражение света от роговицы при осмотре. Вращением одного из фильтров можно добиться оптимального соотношения яркости изображения и бликов на роговице. Яркое освещение Сочетание высококачественной оптики, эффективной зеркальной системы освещения и высокой яркости лампы обеспечивает четкую проработку деталей и яркую неискаженную цветопередачу. Большой набор корректирующих линз. Корректирующие линзы от -36D до +35D позволяют получить точнейшую фокусировку изображения сетчатки. Непрерывное вращение диска установки коррекции позволяет плавно изменять коррекцию даже при большом перепаде значений. Индикатор коррекции Индикатор силы корректирующих линз показывает действительное значение и не требует прибавлять или вычитать значение вспомогательной линзы при максимальных значениях коррекции. А благодаря внутренней подсветке он хорошо виден даже в затемненном помещении. Удобное управление диафрагмой и светофильтрами Отдельные диски для включения светофильтров и изменения диафрагмы позволяют использовать цветовой фильтр не менее 4000° К или поляризационный фильтр с любой диафрагмой. Диафрагмы Набор диафрагм включает стандартную диафрагму, уменьшенную диафрагму для осмотра макулярной области, щелевую диафрагму, концентрическую шкалу и бескрасный светофильтр. Модельный ряд представлен тремя приборами, которые отличаются между собой питанием и комплектацией: первый – работает от батареек типа C, помещенных в рукоятку. Подзаряжать ничего не нужно, но нужно периодически менять батарейки. Второй- работает от батареек AA помещенных в рукоятку. Подзаряжать ничего не нужно, но нужно периодически менять батарейки. Основные особенности: работает от батареек типа AA	
--	--	--

		Герметичный корпус для защиты оптики от попадания грязи и пыли. Удобная и прочная рукоятка, содержащая элементы питания. Полностью автономная работа. Этот портативный офтальмоскоп может использоваться не только в больнице, но и на выездях. Яркая галогенная лампа обеспечивает равномерное и однородное освещение, что позволяет врачу легко осмотреть все структуры глаза пациента. Яркость лампы плавно регулируется. Большой набор апертур – большой круг, малый круг, точка, щель, фиксационно-измерительная сетка, бескрасный фильтр. Из фильтров имеется цветовой не менее 4000°K, обеспечивающий качественную цветопередачу, а также скрещенный линейный поляризующий для преодоления бликов роговицы. Фильтры и апертуры регулируются отдельно, поэтому врач может настроить любую их комбинацию. Большой набор корректирующих линз – в диапазоне от -36 до +35 диоптрий, благодаря чему врач может настроить максимально точную фокусировку в любых условиях наблюдения. Индикатор силы корректирующих линз имеет внутреннюю подсветку и хорошо виден даже в темной комнате.
	Характеристика	Значение
	Апертуры	большой круг, малый круг, точка, щель, фиксационно-измерительная сетка, бескрасный фильтр
	Источник света	лампа галогенная 4В, 3Вт (L-29)
	Оптическая сила линз	от -36 до +35 диоптрий
	Питание	аккумулятор или батареек
	Масса	300 г
3	Требования к условиям эксплуатации	Температура окружающего воздуха: от 10 до 45°C Относительная влажность, без конденсации: от 10 до 95 %
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP пункт назначения. ЗКО, г. Уральск, мкр. Арман, ул. Мурата Монкеулы 116.
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	с момента подписания договора 45 календарных дней Адрес: ЗКО, г. Уральск, мкр. Арман, ул. Мурата Монкеулы 116.

6	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантия на товар - 12 месяцев. Гарантия сервисное обслуживание МИ в течение 37 месяцев. Гарантия проведение планового технического обслуживания не реже чем 1 раз в квартал. Гарантия выполнение работ по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и будут включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - и иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.
7	Требования сопутствующим услугам	Питание 115/230 В, 50-60 Гц Температура воздуха + 10 °C ÷ +40 °C Относительная влажность 30% ÷ 75% Атмосферное давление 700 ÷ 1060 мбар

Зам.Директор по лечебной части:

Тасименова А.К

Глав.медсестра:

Куандыкова К.У

Метролог:

Супушева А.Н